

客戶名稱： \_\_\_\_\_ 患者姓名： \_\_\_\_\_ 送件日期(寄給 FIT 日期)： \_\_\_\_\_

**全瓷假牙修復與補綴類別：**

產品選項	型態與設計選項	材質選項(勾選)	齒位資訊
Coping & Framework	<input type="checkbox"/> FIT 設計燒瓷空間 _____ (預設 1.5mm) <input type="checkbox"/> 依據蠟型製作 <input type="checkbox"/> 均勻薄殼 _____ (預設 0.5mm) <input type="checkbox"/> 5 顆(含)牙橋以上請提供蠟型或是金屬試戴之 pre-try 蠟型取代物。	<input type="checkbox"/> FIT Crystal 高透光(水晶款) <input type="checkbox"/> FIT Classic 中透光(經典款) <input type="checkbox"/> 純鈦金屬(限單顆)	8 7 6 5 4 3 2 1   1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1   1 2 3 4 5 6 7 8 <input type="checkbox"/> 單獨 <input type="checkbox"/> 連接 比色： _____ 顆數： _____
	<input type="checkbox"/> 全氧化鋯咬合面 (須提供蠟型或是調整好的臨牙做為蠟型) <input type="checkbox"/> 全氧化鋯牙冠 (須提供蠟型或是調整好的臨牙做為蠟型)	<input type="checkbox"/> FIT Crystal 高透光(水晶款) <input type="checkbox"/> 純鈦金屬(限單顆)	Pontic 設計 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 底部燒瓷空間 _____ (預設 0.5mm)
Post	<input type="checkbox"/> 蠟型 (提供石膏模型) <input type="checkbox"/> 樹脂牙根 (提供石膏模型)	<input type="checkbox"/> FIT Classic 中透光(經典款) <input type="checkbox"/> 純鈦金屬	額外需求：(需要勾選) <input type="checkbox"/> 加 Node (老鼠尾巴、內冠釘) <input type="checkbox"/> 加舌側加強領
Inlay/onlay/Veneer	<input type="checkbox"/> Inlay/ <input type="checkbox"/> onlay / <input type="checkbox"/> Veneer 壓鑄方式	<input type="checkbox"/> e-max LT	

**植牙客製化 CAD/CAM abutment 類別：**

**Connection Platform**

產品選項	材質與型態選項	植體資訊			FIT Rosso 外角			FIT Nero 內角		
		齒位	廠牌	型號	Di	Ti+Cl	Ti	Di	Ti+Cl	Ti
Cement-type Abutment 顆數： _____	<input type="checkbox"/> 純鈦 abutment <input type="checkbox"/> 氧化鋯 abutment (預設 FIT Classic) 無法製作全氧化鋯時，將自動轉作複合式 <input type="checkbox"/> 複合式 abutment (預設 FIT Classic)									
	<input type="checkbox"/> 氧化鋯 <input type="checkbox"/> 複合式客製化植牙支台齒 Hybrid Cement 預留燒瓷空間 _____ (預設 1.5mm)									
Screw-Retained Abutment 顆數： _____	<input type="checkbox"/> 純鈦 <input type="checkbox"/> 氧化鋯 <input type="checkbox"/> 複合式客製化植牙冠 Hybrid Cement ○ 氧化鋯咬合面 (須提供蠟型) ○ 純鈦全冠 ○ 氧化鋯全冠 (須提供蠟型)									
	氧化鋯： 比色： _____ <input type="checkbox"/> 加購 Screw，共 _____ 支。									

Gingival 接觸設計	Margin 設計製作需求	預設值	設定值	Margin 型式
<p>○ 不進行任何牙齦修補術或壓迫牙齦組織，直接接觸牙齦</p> <p>○ abutment 製作稍大，輕微壓迫軟組織。</p> <p>○ Abutment 製作更大，使用牙齦修補術或壓迫軟組織。</p>	<p>牙橋平行戴入途徑調整資訊 (後續牙冠為連接時)</p> 8 7 6 5 4 3 2 1   1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1   1 2 3 4 5 6 7 8	B. 唇側 (1 mm) L. 舌側 (0.5 mm) M. 近心 (0.7 mm) D. 遠心 (0.7 mm)		<input type="checkbox"/> Sholder (預設) <input type="checkbox"/> Chamfer

請選擇牙橋連接齒位，以便調整平行戴入途徑。

其他補充說明：